



## BegoStone plus

Eimer 12 kg Superhartgips



Artikelnr.: 98211

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 12.65 kg

Höhe: 245 mm

Breite: 195 mm

Länge: 235 mm

**€ 87,39**

Zzgl. MwSt.

Eimer 12 kg Superhartgips

*BegoStone plus* der zuverlässige Superhartgips mit Chargen-Konstanz. Superhartgips Typ 4 zum Herstellen von Modellen für Inlays, Kronen, Brücken und Modellguss. Superhartgips mit kontrollierter Chargen-Konstanz für jederzeit reproduzierbare Ergebnisse.

- Hervorragendes Fließverhalten ermöglicht blasenfreies Ausgießen
- Tixotroper Gips: lässt sich sofort aufbauen und hat schon unter leichten Vibrationen hervorragende Fließigenschaften
- Höchste Wiedergabegenauigkeit bei allen gängigen Abformmassen
- Extrem hohe Biegezugfestigkeit: viel Widerstand gegen das Abbrechen von Zähnen und Stümpfen
- Abriebfest durch hohe Härte und sehr glatte Modelloberflächen Ideale lineare Expansion von 0,09 %
- Günstige Verarbeitungszeit von ungefähr 5 Minuten
- Durch die vorteilhafte Farbe elfenbein 35 sind Präparationsgrenzen und Feinheiten besonders deutlich zu erkennen