



## Ceradur

Packung 10 Stück unmontiert, weiß 9538



Artikelnr.: 98293

Hersteller: Hopf,Ringleb & CoGmbH CIE

Gewicht: 0.026 kg

Höhe: 11 mm

Breite: 61 mm

Länge: 111 mm

**€ 7,32**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 10 Polierer unmontiert, weiß 9538

Keramikpolierer für das Labor.

weiß - Vorpolitur

rosa - Mattglanz

Max. Drehzahl Polierer: 20.000 U/min. - Die empfohlene Drehzahl ist abhängig vom zu bearbeitenden Material und beträgt etwa die Hälfte der max. Drehzahl.