



Keramiktiegel für Fusus

Packung 10 Stück breit, 56 mm hoch, Ø 35 mm



Artikelnr.: 98306

Hersteller: Otto Müller Herstellung p

Gewicht: 0.591 kg

Höhe: 188 mm

Breite: 120 mm

Länge: 375 mm

€ 145,92

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Tiegel breit, 56 mm hoch, Ø 35 mm

Mit speziell entwickelter weicher Innenbeschichtung für eine lange Lebensdauer. Durch die besondere Beschichtung entsteht kaum Reibungswiderstand und Anhaftung der Restschmelze wird vermieden. Zusätzliche Verwendung von Schmelzpulver und Tiegelschutz entfällt. Für alle gängigen Gießgeräte mit induktiver Beheizung geeignet.