



MICRO-TOUCH® Coated

Packung 100 Stück puderfrei, weiß, S



Artikelnr.: 98319
Hersteller: medimex GmbH
Gewicht: 0.631 kg
Höhe: 88 mm
Breite: 127 mm
Länge: 250 mm

€ 4,61

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Handschuhe puderfrei, weiß, S

Die Polyacrylat-Innenbeschichtung dieses unsterilen Handschuhs gewährleistet einfaches und schnelles Anziehen und eignet sich daher ideal, wenn ein häufiger Handschuhwechsel erforderlich ist. Das Naturgummilatematerial von Ansell, das durch umfassende Bleichungen nur einen geringen Latexproteingehalt aufweist, bewirkt eine komfortable, gut sitzende Passform des Handschuhs. Dieser als Medizinprodukt der Klasse 1 eingestufte und mit einer CE-Kennzeichnung versehene Untersuchungshandschuh ist zusätzlich als PSA-Produkt der Kategorie III mit CE-Kennzeichnung zertifiziert und gewährleistet damit einheitliche Qualität und wirksamen Schutz für ein breites Spektrum von Anwendungen.

- Polyacrylat-Innenbeschichtung für besonders einfaches Anziehen
- Latexmaterial und optimierte Stärke des Beschichtungsfilms für hohe Elastizität, Flexibilität und Tastsensibilität
- Latex mit geringer Allergenität reduziert das Kontaktdermatitisrisiko, da es keine Thiurame enthält

Warnhinweis:

Dieses Produkt enthält Naturgummilatematerial, das allergische Reaktionen bis hin zu einem anaphylaktischen Schock auslösen kann.