



# Dappenbecher

Packung 50 Stück blau



Artikelnr.: 98365

Hersteller: Euronda Deutschland GmbH

Gewicht: 0.066 kg

Höhe: 38 mm

Breite: 38 mm

Länge: 283 mm

**€ 2,14**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 50 Dappenbecher blau

Monoart *Dappenbecher* kommen überall da zum Einsatz, wo kleine Flüssigkeitsmengen gemischt, angereicht oder vorübergehend aufbewahrt werden müssen. Als zuverlässige Helferlein sind sie dabei unverzichtbar. Zum Beispiel in der Zahnmedizin für Pasten, Füllungen, Tränkflüssigkeiten oder zum Ablegen von Substanzen.

Die Kunststoff-*Dappenbecher* bekommst du in vielen beliebten Monoart-Farben. Dank der praktischen Einkerbung lassen sich die kleinen Becher sicher am Instrumenten-Tray befestigen. So verrutschen sie nicht bei Benutzung und ermöglichen ein präzises Arbeiten. Sie bestehen aus reinem Polypropylen. Das macht sie zu 100% einfach recycelbar.

- Vielseitig verwendbar
- Einkerbungen zum Fixieren
- Griffsichere Riffelung
- Viele Dappenbecher-Farben
- Durchmesser von Ø 2,5 - 3,3 cm
- Höhe ca. 2,3 cm
- Fassungsvermögen ca. 2,5 ml
- Inhalt: 50 Stück in der gewählten Farbe
- 100% recycelbar