



ShortCut™

Spender 183 cm Faden nicht imprägniert Gr. 1



Artikelnr.: 98383
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.032 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 144 mm
Länge: 145 mm

€ 14,41

Zzgl. MwSt.

Spender 183 cm Faden nicht imprägniert Größe 1

ShortCut™ ist ein bequemes All-in-one-System für die Entnahme von Retraktionsfäden, das weniger schwerfällig und wesentlich effizienter und hygienischer ist, als die bekannte Methode mit den Fäden aus der Flasche.

ShortCut™ beinhaltet GingiBraid+ Retraktionsfaden und ist imprägniert (Aluminium/ Kaliumsulfat 10 %) und nicht imprägniert erhältlich. 180 cm, Größe 0-2.