



Kool-Dam™

Kit 2 x 3 ml Spritze, 20 x gebogene Aufsätze (10 x 18 ga, 10 x 20 ga)



Artikelnr.: 98425

Hersteller: Hofmeister Dental B.V.

Gewicht: 0.07 kg

Höhe: 61 mm

Breite: 39 mm

Länge: 183 mm

€ 52,93

Zzgl. MwSt.

Kit 2 x 3 ml Spritze, 20 x gebogene Aufsätze (10 x 18 ga, 10 x 20 ga)

Wärmefreies flüssiges Damm- und Sperrharz.

Tragen Sie *Kool-Dam™* vor dem Power-Bleaching, Sandstrahlen oder anderen Verfahren, die einen intraoralen Schutz erfordern, auf die Gingiva oder die Zahnoberflächen auf, oder verwenden Sie es zum Ausblocken von Unterschnitten vor der Abdrucknahme. *Kool-Dam™* wird bequem aus einer Spritze mit kleinen Applikatorspitzen dosiert, um eine genaue Platzierung zu ermöglichen, und kann nach Abschluss des Verfahrens leicht entfernt werden.

- Schnelle Lichthärtung
- Bleibt nach der Aushärtung kühl für den Komfort des Patienten
- Bleibt an Ort und Stelle, läuft nicht weg
- Bleibt nach dem Aushärten flexibel. Reißfest. Leicht zu entfernen
- Stapelt sich reibungslos und gleichmäßig übereinander
- Die feuchtigkeitsfreundliche Chemie funktioniert gut in der Mundhöhle
- Hält sich an die Modelle zur Herstellung von Bleichschienen
- Blockt Unterschneidungen aus
- Repariert Risse in Kofferdämmen