



CERAMIGOLD

Karton 144 x 60 g



Artikelnr.: 98789

Hersteller: Whip Mix Europe GmbH

Gewicht: 0.062 kg

Höhe: 5 mm

Breite: 80 mm

Länge: 120 mm

€ 158,84

Zzgl. MwSt.

Karton 144 x 60 g

Kohlenstoffhaltige, phosphat- / silikatgebundene Universal-Einbettmasse für alle palladiumfreie Legierungen und hochschmelzende Aufbrennlegierungen aus Edelmetall und NEM, sowie für niedrigschmelzende Legierungen geeignet. Sie erlaubt leichtes Ausbetten, selbst extrem dünne Modellationen werden zu Güssen mit scharfen, sauberen Rändern und glatten Oberflächen ohne Schleifen.