



## Elipar™ DeepCure-L Durchhärtsscheiben

Packung 5 Stück Cure-L

---



Artikelnr.: 99445

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 0.003 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 155 mm

Länge: 20 mm

**€ 35,56**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung 5 Durchhärtsscheiben Cure-L**

3M™ Elipar™ DeepCure-L Durchhärtsscheiben ermöglichen die Überprüfung des 3M™ Elipar™ DeepCure-L LED-Polymerisationsgerät auf gute Funktionalität.

- Überprüft die Funktion des Elipar™ DeepCure-L LED Polymerisationsgerät