



# Scotchbond™ Universal DCA Aktivator

Flasche 5 ml



Artikelnr.: 99454

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 0.037 kg

Höhe: 23 mm

Breite: 123 mm

Länge: 230 mm

**€ 106,06**

*Zzgl. MwSt.*

## Flasche 5 ml Aktivator

3M™ Scotchbond™ Universal DCA Aktivator für Dualhärtung im Nachfüllpack.

- In Verbindung mit 3M™ Scotchbond™ Universal Adhäsiv dient der Aktivator (DCA) als Co-Initiator in dual- und selbsthärtenden Befestigungssystemen sowie Stumpfaufbaumaterialien bei Abwesenheit von Licht
- Erforderliches Mischverhältnis: 3M™ Scotchbond™ Universal Adhäsiv und DCA 1:1 Tropfen (daher nicht mit L-Pop kombinierbar)
- Kein Kühlen, zwei Jahre bei Zimmertemperatur lagerbar
- Zementierung direkter Komposit- und Compomer-Restaurationen aller Klassen
- Desensibilisierung von freiliegenden Wurzelflächen
- Versiegelung von Kavitäten vor Amalgam-Restaurationen
- Schutzlack für Glasionomer-Füllungen
- Reparaturen an Compomer- und Komposit-Restaurationen
- Gruben- und Fissurenversiegelung
- Primer für Restaurationen aus Zirkoniumoxid, Aluminium, Metall oder Glaskeramik
- Zementierung von Veneers in Kombination mit 3M™ RelyX™ Veneer Zement
- Bonding für dualhärtende Zemente und Stumpfaufbaumaterialien und selbsthärtende Komposite in Kombination mit 3M™ Scotchbond™ Universal DCA Dual Cure Aktivator (Dunkelhärtungsaktivator)
- Intra-orale Reparatur von bestehenden, indirekten Restaurationen Versiegelung von Kavitäten vor der temporären Befestigung indirekter Restaurationen