



## Heraenium® Sun

Packung 250 g



Artikelnr.: 99507  
Hersteller: Kulzer GmbH  
Gewicht: 0.25 kg  
Höhe: 53 mm  
Breite: 80 mm  
Länge: 94 mm

**€ 161,58**

Zzgl. MwSt.

### Packung 250 g Legierung

CoCr-Basis Nichtedelmetalllegierung *Heraenium® Sun* ist die Kobalt- Chrom-Basis Universallegierung gem. EN ISO 22674 und EN ISO 9693-1 im HeraSun-System und optimal auf die Verblendkeramik HeraCeram Sun abgestimmt. Ihre optimalen physikalischen Eigenschaften sorgen für ihre hervorragende Verarbeitbarkeit und prädestinieren sie für alle Indikations bereiche. Besonders hervorzuheben ist ihre gute Fräs- und Polierbarkeit.