



DIATECH ZIRCOSHINE PLUS

Packung 5 Stück hellbraun, RA, Figur 243 Spitze, 10 mm, ISO 040



Artikelnr.: 99606

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 22 mm

Breite: 60 mm

Länge: 115 mm

€ 46,14

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Polierer Größe 040, 9803RA

DIATECH Silikonpolierer mit Diamant sind beständig und eher abrasiv, weshalb sie für die Bearbeitung von Materialien mit höherer Endhärte empfohlen werden.

Die weicheren Silikonpolierer sind für die Bearbeitung von Materialien mit geringerer Endhärte geeignet, da sie die Strukturen, die dem Zahn sein natürliches Aussehen verleihen, nicht abtragen.

- CAD/CAM Restauration, Zirkonoxid
- Drehzahl 5.000-10.000 U/min.