



Screw-In Bürsten

Packung 100 Stück weiß ISO 060



Artikelnr.: 99611

Hersteller: Edenta AG

Gewicht: 0.087 kg

Höhe: 16 mm

Breite: 90 mm

Länge: 131 mm

€ 41,51

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Bürsten weiß ISO 060

Nylon-Bürsten mit Schraubgewinde zur Beseitigung von Zahnbelägen, mit Polierpaste. Zum Einschrauben in alle bekannten Prophylaxe-Winkelstücke oder in das wiederverwendbare Schraub-Mandrell 4039RA.

Großer Kelch - Zur Großflächigen Politur in Front- und Seitenzahnbereichen.

Kleiner Kelch - Zur Politur von Front- / und Zahnhals-Bereichen sowie von okklusalen Reliefs in Seitenzahnbereichen.