



## DIATECH CERAPRESHINE

Packung 10 Stück unmontiert, weiß, Figur 303 Rad, 4 mm, ISO 220

---



Artikelnr.: 99619  
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 25 mm  
Breite: 60 mm  
Länge: 106 mm

**€ 10,99**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 10 Polierer unmontiert, weiß, Figur 303 Rad, Stärke: 4 mm, ISO 220

DIATECH Silikonpolierer mit Diamant sind beständig und eher abrasiv, weshalb sie für die Bearbeitung von Materialien mit höherer Endhärte empfohlen werden.

Die weicheren Silikonpolierer sind für die Bearbeitung von Materialien mit geringerer Endhärte geeignet, da sie die Strukturen, die dem Zahn sein natürliches Aussehen verleihen, nicht abtragen.

- Keramik
- Drehzahl 5.000-10.000 U/min.