



## Diamantschleifer 237

Stück grün grob, FG, Figur 237 lang, 3 mm, ISO 014



Artikelnr.: 99634

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 30 mm

Breite: 10 mm

Länge: 30 mm

**€ 6,75**

Zzgl. MwSt.

**Stück** Schleifer grün grob, FG, Figur 237 lang, Kopflänge: 3 mm, ISO 014

- Normal-Körnung (80-120  $\mu$ )
- schwarz = extra-grob (180  $\mu$ )
- grün = grob (120-135  $\mu$ )
- rot = fein (45  $\mu$ )
- gelb = extra-fein (35  $\mu$ )
- weiß = ultra fein (5-15  $\mu$ )
- orange = UU-fein (2-4  $\mu$ )
- Zahnrestauration - Amalgam-Restaurationen, Komposit-Restaurationen auch an Milchzähnen
- Max. Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min.