



## Diamanten Z0833

Packung 5 Stück blau mittel, FG, Figur 277 Ei, 4,2 mm, ISO 023



Artikelnr.: 99702

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

**€ 33,19**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 5 Diamanten blau mittel, FG, Figur 277 Ei, Kopflänge: 4,2 mm, ISO 023

Diamanten für Zirkonoxid. Bearbeiten von geHIPptem / gesintertem Zirkonoxid.

- Feinwerktechnik, Verblend- und Keramiktechnik
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min.