



Biosil I

Packung 5 x 25 cm



Artikelnr.: 99727
Hersteller: DeguDent GmbH
Gewicht: 0.015 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 40 mm
Länge: 266 mm

€ 112,30

Zzgl. MwSt.

Packung 5 x 25 cm Draht

Durch die spezielle Zusammensetzung eignet sich die Modellgusslegierung *Biosil I* besonders zum Laserschweißen. Hierzu steht der Biosil Laserschweißdraht zur Verfügung.