



picobello gel

Set 3 x 3 g Spritzen, 12 Dosierspitzen



Artikelnr.: 99749
Hersteller: Picodent GmbH
Gewicht: 0.141 kg
Höhe: 55 mm
Breite: 122 mm
Länge: 163 mm

€ 84,49

Zzgl. MwSt.

Set 3 x 3 g Spritzen, 12 Dosierspitzen

Gelförmiger, lichthärtender Modellierkunststoff aus der Dosierspritze, insbesondere für Fräs- und Geschiebearbeiten, Kronen und Brücken sowie die Verblockung von Gussobjekten auf dem Modell und im Mund u. a. m. - fließendes Auftragen mit hoher Standfestigkeit.

- Hervorragende Passgenauigkeit
- Verbrennt rückstandslos
- Fließendes Auftragen mit hoher Standfestigkeit
- Punktgenaues Fixieren und Verblocken auch im Mund