



## hydrorise maxi PUTTY fast

Packung 2 x 380 ml Doppelkartusche, 15 Mischkanülen, 2 Verschlussringe

---



Artikelnr.: 99759

Hersteller: Corim Dental Products B.V

Gewicht: 1 kg

Höhe: 183 mm

Breite: 113 mm

Länge: 178 mm

**€ 124,30**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 2 x 380 ml Doppelkartusche, 15 dynamische Mischkanülen, 2 Verschlussringe

hydrorise, das weltweit erste A-Silikon mit einer neuen Technologie, der sogenannten "Hyper-Hydrophilie", welche die Präzision und die Fließfähigkeit des Silikons exklusiv verbessert. Durch die geschmeidige Anfangskonsistenz ist das Silikon sehr gut zu verarbeiten.

- Geschmeidige Anfangskonsistenz
- Extrem zeichnungsgenau
- Schnellabbindend
- Leichtes Pfefferminzaroma
- Extrem präzise
- Seidige Oberfläche