

SONOREX DIGITEC DT 103

Stück mit Heizung



Artikelnr.: 99805

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 5.4 kg

Höhe: 380 mm

Breite: 265 mm

Länge: 365 mm

€ 1.179,11

Zzgl. MwSt.

Stück Ultraschallbad mit Heizung

Hochleistungs-Ultraschallreiniger für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche Folientastatur dient der einfachen Einstellung der Prozessparameter. Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Reinigung erzielt. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate erhältlich.