



Labor-Auftragsbeutel

Packung 100 Stück



Artikelnr.: 99870
Hersteller: BEYCODENT
Gewicht: 0.636 kg
Höhe: 36 mm
Breite: 191 mm
Länge: 320 mm

€ 9,73

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Beutel

Die praktische Doppelkammer (Kängurutasche) erleichtert das Mitsenden von Laboraufträgen und Notizen, ohne dass diese durch Feuchtigkeit beeinträchtigt werden.

- Die Haupttasche des Labor-Auftragsbeutels wird mit einem Gripverschluss schnell und leicht verschlossen.
- Drei Beschriftungsstreifen sind für zusätzliche Vermerke vorgesehen
- Format innen: 180 x 225 mm