

# Componera Behandlungszeile



Ausstellungszeile Stuttgart

Artikelnr.: AA157394

Hersteller: Kappler Med+Org

## Preis auf Anfrage

Ausstellungszeile Stuttgart

### Produkteigenschaften:

- 4er Zeile, 10er Raster
  - Waschbeckenschrank mit elektrischem Mülleimerauszug
  - Schubladenschrank
  - Geräteschrank
  - Schubladenschrank
- Stahlmöbel, 2 Sichtseiten
- Weiße HPL-Platte mit abgerundeter Vorderkante & Keramikbecken
- Maße (Länge x Tiefe x Höhe): 2048mm x cm, Höhe 87 cm
- Front Schichtstoff weiß Hochglanz
- Sockel Alu eloxiert, front + seitlich 100mm eingerückt
- Schubladen-Auszüge mit Softeinzügen
- Griffe, Edelstahl

### Optionen und Dienstleistungen:

3 Kunststoffeinsätze für Schubladen	inklusive
Sensor Wasserarmatur Iqua (Niederdruck plus € 60,- zzgl. MwSt.)	€ 531,- zzgl. MwSt.
<b>oder</b> Miscea Sensorarmatur (inkl. Seife- und Desinfektionsmittelpender, HD)	€ 1.230,- zzgl. MwSt.
Montage pauschal	€ 600,- zzgl. MwSt.

**Der Verkauf von Ausstellungsmöbelzeilen erfolgt ausschließlich regional. Bitte beachten Sie, dass bei überregionalen Verkäufen eine gesonderte Versandpauschale anfällt.**