

NextDent 5100 3D Drucker



Lagergerät

Artikelnr.: AA175330

Hersteller: Nextdent B.V.

€ 7.900,00

Zzgl. MwSt.

Lagergerät

Produkteigenschaften:

Lagergerät – Sofort verfügbar!

- Einzigartige „Figure 4-Technologie“ – 25 – 100 Mal schneller als andere (SLA, DLP, etc.) 3D-Druck Methoden.
- Druckzeiten: Modelle ca. 40 Min., Schienen ca. 25 Min., Löffel ca. 20 Min., Provisorien ca. 9 Min.
- Importieren von STL Dateien auf Grundlage intraoraler Scandaten für präzise Dentalmodelle
- Höchste Material Vielfalt: Dental Modelle in unterschiedlichen Farben für verschiedene Anwendungen, Schienen (hart und weich) in verschiedenen Farben, Bohrschablonen, Prothesenbasen, individuelle Abdrucklöffel, Zahnspangen, Zahnfleischmasken, Provisorische Kronen und Brücken, Modellguss und Gerüste für Gusstechnik
- Genauigkeit 50 μ m
- Druckvolumen: 124,8 x 70,2 x 196 mm
- Bedienung über Touchscreen
- **Inklusive: CAM Software, Resin Tray Kit, Druckplattform und Reinigungsutensilien**
- **Inklusive: Unterschrank**

Optionen und Mehrpreise:

Anlieferung, Installation, Geräte- und Software-Einweisung vor Ort. 4 Wochen kostenloser Telefon & Team Viewer Support über GERL. Hightech-Hotline	€ 490,00 zzgl. MwSt.
---	----------------------

Zubehör:

Formlabs Form Wash, zur automatischen Reinigung der Druckobjekte	€ 499,00 zzgl. MwSt.
Isopropanol 99,9% 5 Liter, Zur Reinigung der gedruckten Objekte Art.-Nr. 209023	€ 25,90 zzgl. MwSt.
Die Preise für die NextDent Printing Resins erhalten Sie auf Anfrage.	