

## GERL. Pur 10



Ausstellungszeile München

Artikelnr.: AA178740

Hersteller: GERL. Eigenmarke

### Preis auf Anfrage

Ausstellungszeile München

#### Produkteigenschaften:

- 4er Zeile, Sockel
  - Waschbeckenschrank mit Kniebedien-Schublade und Abfallbehälter
  - Schubladenschrank mit 7 Schubladen (versch. Ausführungen)
  - Schubladenschrank mit 5 Schubladen (versch. Ausführungen)
  - Schubladenschrank mit 4 Schubladen (versch. Ausführungen)
  - Mit Auszug Abstellplatte in oberer Blende
- Je 2 x Sockel und lackierte Seitenwände
- **Platte Corian glacier-weiß mit Corian-Waschbecken**
- Obere Dekorblende in Silber
- Fronten und Seitenverkleidung weiß
- Griffe Typ Look Aluminium
- Ohne Armatur

#### Optionen und Dienstleistungen:

Kunststoff-Schubladeneinsätze in allen Schubladen	€ 300,- zzgl. MwSt.
Sensor Wasserarmatur Iqua (Niederdruck plus € 60,- zzgl. MwSt.)	€ 531,- zzgl. MwSt.
oder Miscea Sensorarmatur (inkl. Seife- und Desinfektionsmittelpender, HD)	€ 1.230,- zzgl. MwSt.
Montage pauschal	€ 600,- zzgl. MwSt.

*Der Verkauf von Ausstellungs-möbelzeilen erfolgt ausschließlich regional. Bitte beachten Sie, dass bei überregionalen Verkäufen eine gesonderte Versandpauschale anfällt.*