

# 3Shape E4 RED-Series (Inkl. DS Complete Restorative)



Ausstellungsgerät Stuttgart

Artikelnr.: AA253956

Hersteller: 3Shape

**Preis auf Anfrage**

---

Ausstellungsgerät Stuttgart

Produkteigenschaften:

**Ausstellungsgerät Stuttgart aus Okt. 2020**

**Lieferbar nach Eintreffen des neuen Ausstellungsgerätes**

- 4 Kameras, 5 Megapixel
- **Genauigkeit 4µm** (ISO 12836)
- Technologie: Blue LED und Multi-Line Scanning
- Scanstrategie: Die-in-model
- **Texturerkennung (color)**
- Artikulator Scanhalter zur Erfassung der Bissrelation
- **High Performance CAD-PC**
- **24" TFT Monitor**
- **Dental System Complete Restorative Software Package (LABcare p.a.: € 2.000,- zzgl. MwSt.)<sup>2</sup>**
- **Impression Scan**
- Zubehör
- **Scandaten als STL- und PLY-Format exportierbar**

**Optionen und Dienstleistungen:**

**Alle Preise auf Anfrage.**

Anlieferung, Aufstellung, Installation und technische Geräteeinweisung, pauschal
Softwareeinweisung für 4Stunden inkl. Anfahrt, pauschal (Exklusive eventuell benötigter Übernachtungskosten)

<sup>2</sup> Die jährliche LABcare-Pauschale kostet ab dem 2. Jahr € 2.000,- zzgl. MwSt. p.A.. Diese beinhaltet unbegrenzte Software-Upgrades, 5 Jahre Ersatzteilgarantie (Voraussetzung: Teilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben), 3Shape/GERL. Telefon- und Online Support sowie Online-Expertentraining und Sonderrabatte beim Erwerb zusätzlicher Scanner und Software.