

## CS.NEO PRO



Ausstellungsgerät Stuttgart

Artikelnr.: AA286766

Hersteller: CADstar

### Preis auf Anfrage

Ausstellungsgerät Stuttgart

**Ausstellungsgerät Stuttgart aus Nov. 2019**

**Lieferbar nach Eintreffen des neuen Ausstellungsgerätes**

- **Genauigkeit von 5 µm nach ISO 12836**
- Scannen von Abformungen und TrippleTray- / QuaterTRay-Abformungen
- 2 Kameras mit 2 Megapixel USB 3.0
- Technologie: Streifenweißlicht mit Textur- und Farberkennung
- Scangeschwindigkeit Ganzkiefer ca. 12 sec
- Scangeschwindigkeit für 1-9 Einzelstümpfe ca. 16 sec.
- **Direct Positioning System**, direkte Ansteuerung einzelner Achsen zur Erfassung schwer zugänglicher Bereiche
- Guided & Expert Scanmodus
- Ganzkiefer Modellhalter mit Schraubfixierung und Multi-Die-Adapter
- ArtiBase, Artikulator Scanhalter zur Erfassung der Bissrelation
- Output Format STL, OBJ & PLY
- **Buisness Workstation Intel Core i5**, Desktop-PC
- **24" TFT Monitor**
- **Garantie 1 Jahr**

**Optionen und Dienstleistungen:**

Garantieerweiterung auf insgesamt 4 Jahre	€ 1.100,- zzgl. MwSt.
Anlieferung, Installation und technische Geräteeinweisung, pauschal	€ 250,- zzgl. MwSt.
Softwareeinweisung für 4 Stunden inkl. Anfahrt, pauschal (Exklusive eventuell benötigter Übernachtungskosten)	€ 990,- zzgl. MwSt.

Eine Annual Update Fee ist optional. Wenn diese nicht gewünscht wird, sind Software Upgrades und alle bis dato verfügbaren Upgrades, bei Bedarf käuflich zu erwerben.

Der bereits in den Preisen eingerechnete Skonto in Höhe von 1 % unterstellt 50 % Anzahlung bei Bestellung und 50 % Restzahlung innerhalb von 10 Tagen nach Montage und Rechnungsstellung.

Beispielbilder können abweichende Ausstattung enthalten und dienen lediglich zur Veranschaulichung.