

## CS.NEO PRO



Ausstellungsgerät Dresden

Artikelnr.: AA446102

Hersteller: CADstar

**€ 9.050,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

Ausstellungsgerät Dresden

### Produkteigenschaften:

**Ausstellungsgerät Dresden aus Okt. 2019**

**Lieferbar nach Eintreffen des neuen Ausstellungsgerätes**

- **Genauigkeit von 5 µm nach ISO 12836**
- **inkl. 3 Achse**
- Scannen von Abformungen und TrippleTray- / QuaterTRay-Abformungen
- 2 Kameras mit 2 Megapixel USB 3.0
- Technologie: Streifenweißlicht mit Textur- und Farberkennung
- Scangeschwindigkeit Ganzkiefer ca. 12 sec
- Scangeschwindigkeit für 1-9 Einzelstümpfe ca. 16 sec.
- **Direct Positioning System**, direkte Ansteuerung einzelner Achsen zur Erfassung schwer zugänglicher Bereiche
- Guided & Expert Scanmodus
- Ganzkiefer Modellhalter mit Schraubfixierung und Multi-Die-Adapter
- ArtiBase, Artikulator Scanhalter zur Erfassung der Bissrelation
- Output Format STL, OBJ & PLY
- **Business Workstation Intel Core i7, Win10, Desktop-PC**
- **24" TFT Monitor**
- **Farbe: Manhattan Grey**
- **Garantie 1 Jahr**

### Optionen und Dienstleistungen:

Exocad Core LAB Software Basis <sup>1</sup>	€ 4.350,- zzgl. MwSt.
---	-----------------------

Exocad Advanced LAB Software Bundle <sup>1</sup>	€ 4.950,- zzgl. MwSt.
Exocad Implant LAB Software Bundle <sup>1</sup>	€ 6.450,- zzgl. MwSt.
Exocad Ultimate LAB Software Bundle, inclusive aller Module außer Nesting (Business Workstation I7 empfohlen!)	€ 9.600,- zzgl. MwSt.
Exocad Bite Splint Modul <sup>1</sup> , Aufbiss-Schiene	€ 1.600,- zzgl. MwSt.
Exocad Virtueller Artikulator Modul <sup>1</sup>	€ 810,- zzgl. MwSt.
Exocad Jaw Motion Modul <sup>1</sup> , direkte Übertragung der Kieferbewegung aus dem aktuellen ZEBRIS-System* *(KaVo ARCUSdigma in Vorbereitung, Neugerät)	€ 770,- zzgl. MwSt.
<b>Split Cast Adapter</b> für Artex/Adesso, SAM, Protar, quicksplit oder Mark2 (entsprechendes Modell ist bei Bestellung anzugeben)	€ 250,- zzgl. MwSt.
Dynamic Articulation Kit für Artex/Adesso, SAM, Protar, quicksplit oder Mark2 (inkl. Split Cast Adapter) Softwareerweiterung zur direkten artikulationsbezogenen Okklusion ohne zusätzlichen Okklusionsscan	€ 790,- zzgl. MwSt.
Anlieferung, Aufstellung, Installation und technische Geräteeinweisung, pauschal	€ 250,- zzgl. MwSt.
Softwareeinweisung für 4Stunden inkl. Anfahrt, pauschal (Exklusive eventuell benötigter Übernachtungskosten)	€ 990,- zzgl. MwSt.

<sup>1</sup> Weitere einzelne Software Module erhältlich!