

GERL.ioSCAN pro Cart



Ausstellungsgerät Hannover

Artikelnr.: AA463311

Hersteller: GERL. Eigenmarke

€ 14.990,00

Zzgl. MwSt.

Ausstellungsgerät Hannover

Produkteigenschaften:

Ausstellungsgerät Hannover aus Feb. 2022

Verkauf ab sofort, Lieferung nach Eintreffen des neuen Ausstellungsgerätes

- Mobiler, puderfreier intraoraler Farbscanner
- Mobiles Scan-Cart mit 24" Touch Monitor
- Ultra-Performance Midi Tower-PC / i7 - 11. Generation, 32 GB RAM, NVIDIA RTX 3060 12GB, 1TB SSD, 24 Std. vor Ort Service für 3 Jahre
- Desinfizierbare Hygiene Tastatur und Maus
- Ultraschnelle Scans und sehr realistische Farbwiedergabe
- Artificial Intelligence (AI) Scanning – Überschüssiges Weichgewebe wird von der Software während des Scans automatisch rausgerechnet
- SW-Lizenz-Dongle, Scannerstation, elektronische Kalibrierungsstation
- CAI-, Ortho Simulator-, Modelbuilder Software und Temp Design Software - Updates kostenlos!
- Aktiv erwärmte Scanspitze in zwei Größen bis zu 100-mal autoclavierbar
- Scanspitzen 4x Standard & 1x klein
- Datenausgabe im STL-, PLY Format, sowie als Dental Project (Exocad) und als Dental Wings Datei
- Direkte Anbindung an die Exocad-Software möglich.

- Datenversand über die Dental Cloud (kostenlos für Praxis und Labor)
- **50% Rabatt** auf die erste Aligner Behandlung bei unserem Kooperationspartner
- Weitere Info erhalten Sie durch unseren Außendienst oder unter www.oxaligner.com

Optionen und Dienstleistungen:

Scanspitze für GERL.ioSCAN pro - Standard	€ 45,- zzgl. MwSt.
Scanspitze für GERL.ioSCAN pro - klein	€ 45,- zzgl. MwSt.
Anlieferung, Montage und Installation, pauschal	€ 250,- zzgl. MwSt.
Einweisung in Hard- und Software, pauschal	€ 650,- zzgl. MwSt.