

## Dental Art Tao



Ausstellungsgerät Hamburg

Artikelnr.: AA467311

Hersteller: Dental Art Deutschland

**Preis auf Anfrage**

---

### Produkteigenschaften:

- 4er Zeile, 7er Raster
  - o Schrank mit 5 Schubladen
  - o Schrank mit einer Tür und 3 höhenverstellbaren Einlegeböden
  - o Schrank mit 3 Schubladen
  - o Waschbeckenschrank mit Kniebedien-Schublade und Abfallkorb
- Flexdesk - Modul mit verschiebbarem Arm und drehbarem Tablett aus Corian
- Arbeitsplatte im Verbund mit Waschbecken aus Corian
- Schubladeneinsätze

### Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

|  |
|--|
| Sensor Wasserarmatur Iqua (Niederdruck )   |
| <b>oder</b> Miscea Sensorarmatur (inkl. Seife- und Desinfektionsmittelspender, HD) |
| Montage  |
| Transport  |

