

## Mediadent Uniline



Ausstellungsmöbel Würzburg

Artikelnr.: AA481115

Hersteller: Mediadent

### Preis auf Anfrage

Ausstellungsmöbel Würzburg

- 4er Zeile, Sockel
  - Waschbeckenschrank mit Kniebedien-Schublade und Abfallbehälter
  - Schubladenschrank mit 6 Schubladen
  - Schubladenschrank mit 5 Schubladen und Klappe
  - Schubladenschrank mit 5 Schubladen
- Arbeitsplatte und Waschbecken Kunstmarmor Acryl, Farbe schneeweiß
- Fronten und Seitenverkleidung RAL 9016 Verkehrsweiß
- Griffe Akzentgriff, Stahlgebürstet

#### Optionen und Dienstleistungen:

Kunststoff-Schubladeneinsätze in allen Schubladen	€ 300,- zzgl. MwSt.
Sensor Wasserarmatur Iqua (Niederdruck plus € 60,- zzgl. MwSt.)	€ 531,- zzgl. MwSt.
Miscea Armatur, inklusive Einbau	€ 1.230,- zzgl. MwSt.
Montage pauschal	€ 600,- zzgl. MwSt.