

GERL.G1 Premium



Ausstellungsgerät Köln

Artikelnr.: AA556268

Hersteller: Ultradent Dental

€ 34.500,00

Zzgl. MwSt.

Ausstellungsgerät Köln

Produkteigenschaften:

Arztelement:

- **Fulltouch-Display**
- Lichtturbineneinrichtung
- 2 x Lichtmotor **KL7s**, kollektorlos
- Zahnsteinentfernungsgerät **LED**
- Mehrfunktionsspritze, **warm**
- Doppeltrayablage
- 3.Trayablage über ZA-Element
- **Integriertes RKI-Spülsystem**

Assistenzelement:

- Kleiner und großer Sauger mit Schieber (mit Drehgelenk)
- Doppelgelenkarm
- Selektivablage
- 3F-Spritze
- **Verschiebbare** Speifontäne
- **Schwenkbare** Speischale
- Integrierter Wasserblock nach DVGW mit Intensiventkeimung
- **Nassabsaugung**

Patientenstuhl:

- UD2022 High-End-Modell mit besonders schnellen und leisen Motoren
- Für Patienten bis 160kg
- Abknickbare Kopfstütze mit Softpolster-Keil
- Softpolster
- **Armlehne links**
- Kreuzfußschalter zur Stuhlbedienung

Weitere Ausstattung:

- High-End Behandlungsleuchte **Solaris 2**
- **Funk-Fußanlasser F9**
- Lack RAL 9010 reinweiß
- Polsterfarbe: anthrazit/dunkelgrau oder seidengrau

Optionen und Dienstleistungen:

Umrüstung auf Amalgamabscheider
(Standardpolster aus anderer Ausstellung)
Arbeitssessel Typ Iron A, je
Demontage- und Entsorgungspauschale Altgerät (bei separatem Termin unabhängig vom Montagetermin + € 200,- zzgl. MwSt.)
Montagekosten pauschal (Im Einzugsgebiet Köln, Bonn, Aachen)
Transportkosten Außerhalb der Region Köln/Bonn/Aachen fallen zusätzliche Speditionskosten in Höhe von € 790,- zzgl. MwSt. an