

Heka S+



Ausstellungsgerät Dresden

Artikelnr.: AA589605

Hersteller: Heka Dental

Preis auf Anfrage

Ausstellungsgerät Dresden

Produkteigenschaften:

Arztelement:

- Lichtturbineneinrichtung
- Lichtmotor BienAir MCX mit LED
- Satelec LED-Zahnsteinentfernungsgerät
- 3-Wegespritze Luzzani
- Glasoberfläche mit LED Licht
- LED Lichtsignale
- Instrumentenspülsystem

Assistenzelement:

- Selektivablage
- Großer und kleiner Sauger
- Drehbares Glas-Speißenbecken
- Vorbereitet für Nassabsaugung mit Dürr Mundspülbeckenventil
- DVGW konform mit Bottle- Lösung
- Metasys WEK-System
- Zusätzliche Glasfüller- und Stuhlsteuerung auf der Konsole

Patientenstuhl:

- Auch für schwerste Patienten geeignet

- Komfort-Softpolster
- Notstop

Weitere Ausstattung:

- Fußanlasser Standard mit Bügel, kabellos
- Geräteleuchte EVA LED mit Aufbaustange
- Lack weiß RAL9010, Polster nach Wahl
- 1 Jahre Garantie + 1 weiteres Jahr Ersatzteilgarantie (Voraussetzung Ersatzteilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben)

Optionen und Mehrpreise:

Alle Preise auf Anfrage.

Optional Bodenplatte (nach Prüfung der baulichen Gegebenheiten)
Arbeitsstuhl Vela oder Dynamo, wahlweise je
Kompatibilitäts-Check
Wartungsvertrag, Laufzeit 60 Monate, Wartungsintervall 12 Monate Mehrpreise und weitere Details siehe Wartungsvertrag
Demontage- und Entsorgungspauschale Altgerät
Montagekosten und Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetriebV
Transportkosten

Winkelstück-Aktion: 50% Vorteil

Bei Mitbestellung von W&H Übertragungs-Instrumenten (5 - 20 pro Gerät), erhalten Sie auf diese Winkelstücke, Turbinen ... einen Sondernachlass von 50%. (Gilt nicht für chirurgische Instrumente und ist nicht mit weiteren Aktionen kombinierbar.) Fragen Sie nach unserem Sonderbestellformular.