

Sirona Axeos 2D-/3D-Röntgensystem



Ausstellungsgerät München

Artikelnr.: AA621464

Hersteller: Sirona Dental Systems Inc

Preis auf Anfrage

Ausstellungsgerät München

Produkteigenschaften:

- Axeos 2D/3D FOV von 5 x 5,5 bis 17 x 13 cm
- Einzigartiger DCS-Sensor mit Autofokus-Funktion
- Autopositionierung mit automatischer Höheneinstellung
- DVT Prüfkörper
- Sidexis 4 Röntgensoftware
- Integrierter Stauraum für Aufbisse
- Nachrüstung mit Ceph rechts/links möglich
- Ambient Light
- 1 Jahr Garantie plus 2 weitere Jahre Teilegarantie
(bei Registrierung; Voraussetzung Teilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben)

Optionen und Dienstleistungen:

Mehrpreis Standfuß
Fernausslösung für das OPG
GERL. RCU Rekonstruktions-PC
SICAT Implant 2.0 Planungssoftware
23" Befundmonitor, zugelassen als BWS Raumklasse 5 und 6, inkl. Abnahme des Monitors und entsprechender Software
Intraorale Sensoren XIOS XG Supreme AE Größe 1 und 2 für USB3 Sensorhaltersystem und Prüfkörper

Kompatibilitäts-Check

Abnahmeprotokoll OPG/DVT

Abnahmeprotokoll intraoral

Demontage- und Entsorgungspauschale OPG Altgerät

Montagekosten, Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV
Softwareinstallation auf den Röntgen PC, 2 Std. Einweisung

Installation, Verknüpfungen der Software im Netzwerk auf weitere PCs nach Aufwand.

Transportkosten

Außerhalb der Region München fallen zusätzliche Speditionskosten an.