

Sirona Axano



Ausstellungsgerät München

Artikelnr.: AA658392

Hersteller: Dentsply Sirona

Preis auf Anfrage

Ausstellungsgerät München

Produkteigenschaften:

Arztelement:

- Sprayvit mit Licht & Medienheizung
- Lichtturbineneinrichtung
- 2 Lichtmotore BL ISO F
- Zahnsteinentfernungsgerät mit Licht
- Motorische Verschiebebahn und Höhenverstellung
- Smart Touch
- Kameraversorgung am Arztelement
- **Endo-Paket: T1 Line Endo 6 L und ApexLocator**
- **SiroCam AF+**

Assistenzelement:

- Großer und kleiner Sauger
- Sprayvit mit Licht und Medienheizung
- Desinfektionsanlage, Wasserblock nach DVGW
- Integrierte Saugschlauch-reinigung, chemisch
- Motorisch schwenkbare Speischale
- **Amalgamabscheider**

Patientenstuhl:

- Motorische Kopfstütze
- **Loungepolster carbon**
- Lordose- und Massagefunktion
- ErgoMotion
- Ambient Light

Weitere Ausstattung:

- **22“ Monitor am Trayarm**
- **Kabelsatz 10m**
- Sirona LEDview Plus Behandlungsleuchte
- Sidexis 4 Software
- Funkfußschalter Smart Control
- **Bodenplatte**
- **1 Jahr Garantie + 1 weiteres Jahr Teilegarantie**
(bei Registrierung, Voraussetzung Teilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben)

Optionen und Dienstleistungen:

Sanieradapter für KaVo Multiflex-Turbinenkupplung
Arbeitsstuhl Hugo (Manual, Freehand oder Manual Plus)
Kompatibilitäts-Check
Wartungsvertrag, Laufzeit 60 Monate, Wartungsintervall 12 Monate Mehrpreise und weitere Details siehe Wartungsvertrag
Demontage- und Entsorgungspauschale Altgerät (bei separatem Termin unabhängig vom Montagetermin fallen zusätzliche Kosten an)
Montagekosten, Anbindung Multimedia und Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV
Transportkosten Außerhalb der Region München fallen zusätzliche Speditionskosten an

Winkelstück-Aktion: 1+1 Vorteil: Fragen Sie nach unserem Sonderbestellformular.