

Castellini Area CP Premium



Ausstellungsgerät Dresden

Artikelnr.: AA660411

Hersteller: Castellini

Preis auf Anfrage

Ausstellungsgerät Dresden

Produkteigenschaften:

Arztelement:

- Full Touch Multimedia-Display
- Lichtturbineneinrichtung, regelbar
- 1x Implantor Lichtmotor LED Fluo (mit Endofunktion + reziprok)
- 1x Implantor Lichtmotor LED (+ Endofunktion + Reziprok-Modus)
- Zahnsteinentfernungsgerät mit Licht Typ E
- 6-Funktionsspritze warm mit Licht
- Doppeltrayablage
- Warmwasserheizung Spray
- Pneumatische Bremse
- USB-Anschluss
- Integriertes System für Sprachbefehle

Assistenzelement:

- Carbon-Look
- Schwenkarm höhenverstellbar
- Großer und kleiner Sauger
- 3F-Spritze
- Motorisch schwenkbare keramische Speischale
- Warmwasser-Mundglasfüllung

- Wasserblock nach DVGW mit permanenter Desinfektion (und Bottle als Ersatzlösung)
- Schlauch-Autosterilsystem
- RKI-Spülung (Time Flushing)
- Schlauch Autosteril System
- SHD Saugschlauch-Spülsystem
- Armlehne links
- Led Pack – **interaktive LED-Ringe** mit Patientensensor
- Multimedia vorbereitet
- Amalgamabscheider Dürr CAS1

Patientenstuhl:

- Mit Doppelgelenk-Kopfstütze
- Soft-Motion
- **Sliding Bewegung**
- **horizontale Verschiebung**
- Absaugstopp über Bodenplatte
- verstellbare Fußablage
- Breite Rückenlehne
- Anschlusspunkt für Sirona

Weitere Ausstattung:

- Venus LED MCT Behandlungsleuchte No-Touch
- Fußanlasser Power Pedal, kabellos
- Multiprofil-System mit NFC-Technologie
- Soft-Polster mit Memory Schaum grafit-schwarz
- Bodenplatte
- 1 Jahr Garantie + **2 weitere Jahre Ersatzteilegarantie** (Voraussetzung Ersatzteilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben)

Optionen und Mehrpreise:

Alle Preise auf Anfrage.

| |
|---|
| Hygienepaket: 6L Ster1 Flächendesinfektion, 9L Ster3 Absaugreinigung, 6L Peroxy AG Wasser-desinfektion, 2 Ersatz-Spitzen für die Mehrfunktionsspritze |
| Kompatibilitäts-Check |
| Wartungsvertrag, Laufzeit 60 Monate, Wartungsintervall 12 Monate Mehrpreise und weitere Details siehe Wartungsvertrag |
| Demontage- und Entsorgungspauschale Altgerät |
| Montagekosten und Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV |
| Transportkosten |