

Zeiss Extaro 300 Premium



Ausstellungsgerät Offenbach

Artikelnr.: AA661858

Hersteller: Carl Zeiss Meditec AG

Preis auf Anfrage

Ausstellungsgerät Offenbach

Produkteigenschaften:

Ausstellungsgerät Offenbach aus Jun. 2023

Verkauf ab sofort, Lieferung nach Eintreffen des neuen Ausstellungsgerätes

- Mikroskop mit einzigartigem Bedienkonzept in Handgriffnähe
- **MORA-Interface**
- **120° Kupplung** für mehr Beweglichkeit
- 5 x Vergrößerungswechsler
- **Binokularer Schwenktubus 180°/f=170**
- Okulare 12,5 x asphärisch
- **Varioskop 230**, kontinuierliche Fokussierung über einen Bereich von 230 mm
- **TriLED Beleuchtung mit LightBoost**, natürlicher Farbton und Xenon ähnliche Intensität
- Orange- und Grünfilter
- **Augmented Visualization Kit¹**
- **Complete Communication**, HD Video (1080p), Connection App für Smart Recording, Kameraeinstellung und Patientenberatung
- **Vision Guard Objektivspritzschutz** (10x) mit Drape Aufnahmering für das Varioscop
- Bodenstativ

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Fluorescence Mode ¹ , Kontrast zu Komposit Füllungen und kariösen Regionen

TrueLight Mode ¹ , keine Aktivierung von lichthärtenden Materialien und NoGlare Mode, unterdrückt direkte Lichtreflexe

Zeiss Connect DICOM Schnittstelle

Asepsis-Paket (Sterilisierbare Schutzkappen für Bedienelemente)

Anlieferung, Installation, Inbetriebnahme Extaro Bodenstativ mit Fahrfuß, pauschal

Einweisung in die Bedienung des Extaro 300, pauschal inkl. Anfahrt

¹ Das Augmented Visualization Kit ist für die direkte oder spätere Aufrüstung mit Fluorescence- und TrueLight-Mode erforderlich.