

GERL.ioScan pro



Ausstellungsgerät Stuttgart

Artikelnr.: AA677953

Hersteller: GERL. Eigenmarke

€ 15.990,00

Zzgl. MwSt.

Ausstellungsgerät Stuttgart aus August. 2023

Verkauf ab Januar 2024, Lieferung nach Eintreffen des neuen Ausstellungsgerätes

Produkteigenschaften:

- Mobiler, puderfreier intraoraler Farbscanner
- Mobiles Scan-Cart mit 24" Touch Monitor
- Ultra-Performance Midi Tower-PC / i7 - 11. Generation, 32 GB RAM, NVIDIA RTX 3060 12GB, 1TB SSD, 24 Std. vor Ort Service für 3 Jahre
- Desinfizierbare Hygiene Tastatur und Maus
- Ultraschnelle Scans und sehr realistische Farbwiedergabe
- Artificial Intelligence (AI) Scanning – Überschüssiges Weichgewebe wird von der Software während des Scans automatisch rausgerechnet
- Inkl. SW-Lizenz-Dongle, Scannerstation, elektronische Kalibrierungsstation
- Inkl. CAI-, Ortho Simulator-, Modelbuilder Software und Temp Design Softwareupdates kostenlos!
- Aktiv erwärmte Scanspitze in zwei Größen bis zu 100-mal autoclavierbar

- Scanspitzen 4x Standard & 1x klein
- Datenausgabe im STL-, PLY Format, sowie als Dental Project (Exocad) und als Dental Wings Datei
- Direkte Anbindung an die Exocad-Software möglich.
- Datenversand über die Dental Cloud (kostenlos für Praxis und Labor)
- **50% Rabatt** auf die erste Aligner Behandlung bei unserem Kooperationspartner

Weitere Info erhalten Sie durch unseren Außendienst oder unter www.oxaligner.com

Optionen und Dienstleistungen:

Scanspitze für GERL.ioSCAN pro - Standard
Scanspitze für GERL.ioSCAN pro - klein
Anlieferung, Montage und Installation, pauschal
Einweisung in Hard- und Software, pauschal