

Schmid Hygienehängler



Artikelnr.: AA681347

Hersteller: Schmid Möbel / Planung

€ 1.290,00

Zzgl. MwSt.

Sonderpreis

Produkteigenschaften:

- Front: Melaminharz beschichtet, weiß
- Abteil für Seifen/Desinfektions-Spender
- 2x Infracronic IT 1000 AW Spender
- Masterspender mit Armhebel 150 mm inkl. Adapter
- Papier-, Mundschutz- und Becherspender, 2x Handschuhspender
- Größe: 1038 x 400 x 305 mm

Dienstleistungen:

Anlieferung und Montage pauschal	€ 200,- zzgl. MwSt
----------------------------------	--------------------

Der Verkauf von Ausstellungsmöbelzeilen erfolgt ausschließlich regional. Bitte beachten Sie, dass bei überregionalen Verkäufen eine gesonderte Versandpauschale anfällt.