


# GERL.ioSCAN pro Wireless



Ausstellungsgerät Bielefeld

Artikelnr.: AA685412

Hersteller: GERL. Eigenmarke

**€ 13.990,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

Ausstellungsgerät Bielefeld

## Produkteigenschaften:

- Mobiler, puderfreier intraoraler Farbscanner<sup>1</sup>
- Wireless – Scanner kabellos inkl. Dockingstation, Ladegerät und 3 Akkus
- Aktiv erwärmte Scanspitze in zwei Größen bis zu 100-mal autoclavierbar
- Scanspitzen 4x Standard & 1x klein
- Ultraschnelle Scans und sehr realistische Farbwiedergabe
- Artificial Intelligence (AI) Scanning – Überschüssiges Weichgewebe wird von der Software während des Scans automatisch rausgerechnet
- Inkl. SW-Lizenz, Scannerstation, elektronische Kalibrierungsstation
- Inkl. CAI-, Ortho Simulator-, Modelbuilder Software und Temp Design Software - Updates kostenlos!
- Datenausgabe im STL-, PLY Format, sowie als Dental Project (Exocad) und als Dental Wings Datei
- Direkte Anbindung an die Exocad-Chairside-Software möglich.
- Datenversand über die Dental Cloud (kostenlos für Praxis und Labor)
- Inkl. Koffer für den Scanner und Zubehör
- **50% Rabatt** auf die erste Aligner Behandlung bei unserem Kooperationspartner

Weitere Info erhalten Sie durch unseren Außendienst oder unter [www.oxaligner.com](http://www.oxaligner.com)

<sup>1</sup>Für den Betrieb wird ein leistungsstarker PC / Notebook benötigt. Mindestvoraussetzung auf Anfrage.

## Optionen und Dienstleistungen:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Ultra-Performance-Notebook, speziell konfiguriert | € 2.850,- zzgl. MwSt. |
| GERL.ioSCAN pro Notebook-Scan-Cart                | € 650,- zzgl. MwSt.   |
| Scanspitze GERL.ioSCAN pro - Standard             | € 45,- zzgl. MwSt.    |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Scanspitze GERL.ioSCAN pro - klein                               | € 45,- zzgl. MwSt.     |
| Exocad Chairside CAD Milling Bundle (jährliche Gebühr € 1.300,-) | € 4.500,- zzgl. MwSt.  |
| GERL.Mill e4 Schleifeinheit inkl. CAM Software                   | € 16.490,- zzgl. MwSt. |
| Anlieferung, Montage und Installation, pauschal                  | € 250,- zzgl. MwSt.    |
| Einweisung in Hard- und Software, pauschal                       | € 650,- zzgl. MwSt.    |