

GERL.WALLside Spenderschrank



Ausstellung Köln

Artikelnr.: AA685920

Hersteller: GERL. Eigenmarke

€ 1.450,00

Zzgl. MwSt.

Ausstellung Köln

Produkteigenschaften:

- **Ausführung Stahl**, doppelwandig
- Höchste Qualität, gefertigt in Österreich
- Fronttüre Stahlrahmen mit weißer Acrylscheibe
- **2 seitliche Spender für Handschuhe**
- Spender für Handtücher, Becher und Mundschutz
- 2 Sensor-Spender für Seife und Desinfektion
- Spender-Module flexibel zu tauschen
- Maße (B x H x T): 100 x 39 x 31,5 cm
- Korpus Lackierung in signalweiß RAL 9003, Rahmen der Front in silbergrau
- Lieferung kurzfristig möglich

Optionen und Dienstleistungen:

Anlieferung und Montage des Schrankes, pauschal Entfällt zu 100% bei einer Lieferung mit einer Behandlungszeile oder einer Behandlungseinheit	€ 250,- zzgl. MwSt.
---	---------------------