

KaVo uniQa T



Ausstellungsgerät Plauen

Artikelnr.: AA686318

Hersteller: KaVo Dental GmbH

Preis auf Anfrage

Ausstellungsgerät Plauen

Produkteigenschaften:

Arztelement:

- Lichtturbineneinrichtung mit Kupplung 465 LED
- 2 x Lichtmotor KL 703
- Zahnsteinentfernungsgerät Sonicflex 2003L
- Mehrfunktionsspritze, Handstück stehend
- DIAGNOcam Vision Full HD, Handstück stehend
- 6 Instrumentenablagen
- Doppel-Trayablage inkl. 2 Normtray
- Sprayerwärmung
- USB-Schnittstelle

Assistenzelement:

- Großer und kleiner Sauger
- 3-Funktionsspritze
- Selektivablage
- Wasserblock nach DVGW mit Desinfektionsanlage
- Intensiventkeimung
- Schwenkbare Speischale
- Warmwasserboiler
- Vorbereitet für Nassabsaugung

- Fremdgeräteanschluss

Patientenstuhl:

- Für Patienten bis 185 kg
- 2-Gelenk-Kopfstütze mit Druckknopf
- Komfortkopfpolster
- Armlehne links
- Polster: RELAXline graphite Nr.110

Weitere Ausstattung:

- LED-OP-Leuchte Kavolux 540, gerätemontiert
- Stahlaufstellplatte
- KaVo CONNECTbase
- KaVo Screen HD an der Lampenstange
- Tragarm Screen 2-Gelenk, Kabelsatz 10m
- Fußanlasser, kabellos
- Lack weiß

Optionen und Dienstleistungen:

Kompatibilitäts-Check
Wartungsvertrag, Laufzeit 60 Monate, Wartungsintervall 12 Monate Mehrpreise und weitere Details siehe Wartungsvertrag
Demontage- und Entsorgungspauschale Altgerät (bei separatem Termin unabhängig vom Montagetermin)
Montagekosten, Multimediaanbindung und Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV
Transportkosten Außerhalb der Region Plauen fallen zusätzliche Speditionskosten an