

KaVo E70 Vision T



Ausstellungsgerät Stuttgart

Artikelnr.: AA741125

Hersteller: KaVo Dental GmbH

Preis auf Anfrage

Ausstellungsgerät Stuttgart

Produkteigenschaften:

Arztelement:

- Lichtturbineneinrichtung mit Kupplung 465 LED
- 2 x Lichtmotor KL 703 LED
- Mehrfunktionsspritze, Handstück stehend
- SONICflex Scaler 2008 L
- Trayablage Doppelnormtray

Assistenzelement:

- Großer und kleiner Sauger
- 3-Funktionsspritze
- externe Nassabsaugung
- Desinfektionsanlage, Wasser-block nach DVGW
- Motorisch schwenkbare Speischale aus Porzellan

Patientenstuhl:

- Rückenlehne Progress
- 2-Gelenk Drucktaste pneum. Kopfstütze
- Komfortkopfpolster
- Geeignet in Dauerbelastung für Patienten bis 180 kg

Weitere Ausstattung:

- KaVoLUX 540 LED Geräteleuchte
- Funk-Fußanlasser
- Stahlplatte Standard

- 2x Arbeitsstuhl PHYSIO Evo
- Lack: dentalweiss 240
- Polster: anthrazit 46

Optionen und Mehrpreise:

Umrüstung auf Amalgamabscheider Dürr
Kompatibilitäts Check
Demontage- und Entsorgungspauschale Altgerät (bei separatem Termin unabhängig vom Montagetermin)
Montagekosten pauschal
Transportkosten Außerhalb der Region Stuttgart, fallen zusätzliche Speditionskosten an