

Sirona Axano



Ausstellungsgerät Köln

Artikelnr.: AA786188

Hersteller: Dentsply Sirona

Preis auf Anfrage

Ausstellungsgerät Köln

Produkteigenschaften:

Arztelement:

- Sprayvit mit Licht & Medienheizung
- Lichtturbineneinrichtung
- 2 Lichtmotore BL ISO F
- ZEG SiroSonic TL
- **Intraorale Kamera AF+**
- Smart Touch Bedienelement
- Smart Delivery Pro
- Motorische Verschiebebahn und motorische Höhenverstellung

Assistenzelement:

- Großer und kleiner Sauger
- Sprayvit mit Licht & Medienheizung
- Desinfektionsanlage, Wasserblock nach DVGW
- Integrierte Saugschlauch-Reinigung, chemisch, mit herausnehmbarem Einschub
- Motorisch schwenkbare Speischale
- Nassabsaugung

Patientenstuhl:

- Motorische Kopfstütze
- Lounge-Polster

- Lordose- und Massagefunktion
- Ambient Light

Weitere Ausstattung:

- **Trayarm mit 22“-Monitor**
- Sirona LEDview Plus Behandlungsleuchte
- Sidexis 4 Software
- Funkfußschalter Smart Control
- **Adapterplatte**
- 1 Jahr Garantie + 1 weiteres Jahr Teilegarantie (bei Registrierung; Voraussetzung Teilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben)
- Lack weiß / Polsterfarbe: Carbon-Lounge

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage

Umrüstung auf Amalgamabscheider
Kompatibilitäts-Check
Arbeitsstuhl Hugo (Manual, Freehand oder Manual Plus) (Ausführung Carl) je
Wartungsvertrag, Laufzeit 60 Monate, Wartungsintervall 12 Monate Mehrpreise und weitere Details siehe Wartungsvertrag
Demontage- und Entsorgungspauschale Altgerät (bei separatem Termin unabhängig vom Montagetermin)
Montagekosten, Multimediaanbindung und Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV
Transportkosten Außerhalb der Region Köln/Bonn/Aachen fallen zusätzliche Speditionskosten an