

# Sirona Axano Pure



Artikelnr.: AA806644

Hersteller: Dentsply Sirona

**Preis auf Anfrage**

---

## Produkteigenschaften:

### Arztelement:

- Sprayvit mit Licht & Medienheizung
- Lichtturbineneinrichtung
- 2 Lichtmotore BL ISO F
- ZEG SiroSonic TL
- Endofunktion mit Endo-Winkelstück inkl. Reciprok-Modus
- Apex-Locator
- Smart Touch Bedienelement

### Assistenzelement:

- Großer und kleiner Sauger
- Sprayvit mit Licht & Medienheizung
- Desinfektionsanlage, Wasserblock nach DVGW
- Integrierte Saugschlauch-Reinigung, chemisch, mit herausnehmbarem Einschub
- schwenkbare Speischale aus Glas
- Nassabsaugung

### Patientenstuhl:

- Doppelgelenk Kopfstütze
- Premium-Polster in Platin

## Weitere Ausstattung:

- **Trayarm (auf dem Foto noch nicht zu sehen)**
- Sirona LEDview Plus Behandlungsleuchte
- Sidexis 4 Software
- Funkfußschalter Smart Control
- **Adapterplatte**
- 1 Jahr Garantie + 1 weiteres Jahr Teilegarantie (bei Registrierung; Voraussetzung Teilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben)
- Lack weiß / Polsterfarbe: Platin

## Optionen und Dienstleistungen:

### Alle Preise auf Anfrage.

2 Arbeitssessel Hugo (1x Manual tief, 1 x Freehand hoch) aus Ausstellung, im Paket zusammen
Umrüstung auf Amalgamabscheider
Kompatibilitäts-Check
Wartungsvertrag, Laufzeit 60 Monate, Wartungsintervall 12 Monate Mehrpreise und weitere Details siehe Wartungsvertrag
Demontage- und Entsorgungspauschale Altgerät (bei separatem Termin unabhängig vom Montagetermin)
Montagekosten und Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV
Transportkosten Außerhalb der Region Köln/Bonn/Aachen fallen zusätzliche Speditionskosten an