

## PaX-i Plus Basic



Ausstellungsgerät Villingen

Artikelnr.: AA812252

Hersteller: Orangedental GmbH & Co.KG

**Preis auf Anfrage**

---

Ausstellungsgerät Villingen

### Produkteigenschaften:

- PaX-i Plus Basic bietet qualitativ höchstwertige, digitale OPGs
- Hochauflösender CMOS CSI Sensor (Auflösung 5 lp/mm)
- Einfache Face-to-Face Positionierung (3 Laserlichtvisiere)
- Konstanzprüfkörper-Set
- Röntgensoftware byzz<sup>next</sup> (10 Lizenzen)
- 2 Jahre Standard-Garantie + **8 weitere Jahre Teilegarantie** auf Röntgenstrahler und Sensor (Voraussetzung Teilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben)

### Optionen und Dienstleistungen:

Röntgen-PC mit 21" Befundmonitor, zugelassen als BWG, inkl. Abnahme des Monitors und entsprechender Software
Intraoraler Sensor EzSensor HD (Größe 1.0, 1.5, oder 2.0 erhältlich) zzgl. iPad und ibyzz Software kostenlos, je im Paket
VSP Speicherfolienscanner zzgl. iPad und ibyzz Software kostenlos, im Paket
Kompatibilitäts-Check

Abnahmeprotokoll OPG

Abnahmeprotokoll intraoral

Demontage- und Entsorgungspauschale OPG Altgerät

Montagekosten, Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV  
Softwareinstallation auf den Röntgen PC, 2 Std. Einweisung  
Installation, Verknüpfungen der Software im Netzwerk auf weitere PCs wird  
nach Aufwand berechnet.

Transportkosten

Außerhalb der Region Bielefeld fallen zusätzliche Speditionskosten an.