

GERL. Pur 10



Ausstellungszeile Köln

Artikelnr.: AA824596

Hersteller: GERL. Eigenmarke

Preis auf Anfrage

Ausstellungszeile Köln

Produkteigenschaften:

- 4er Zeile, 9er Raster
 - Waschbeckenschrank
 - Doppel-Schubladenschrank inkl. flexibles MovingTray
 - Schubladenschrank mit PC-Fach
- **stehende** Ausführung mit Sockel
- Stahlmöbel, 2 Seiten-Passblenden
- **Weißer Corianplatte mit fugenlosem Becken** (ohne Überlauf) und Wandanschlussleiste
- **Abmessung der Platte 12 x 505 x 2016 mm,**
- Lackierung in weiß ähnlich RAL9003
- Dekor-Steeg, in silbergrau
- Schubladen-Auszüge mit Softclose-Dämpfung
- Alugriffe

Optionen und Dienstleistungen:

Kunststoffeinsätze in allen Schubladen, pauschal	kostenfrei
Sensor Wasserarmatur Iqua (Niederdruck plus € 90,- zzgl. MwSt.)	€ 690,- zzgl. MwSt.
oder Miscea Sensorarmatur (inkl. Seife- und Desinfektionsmittelpender, HD)	€ 1.230,- zzgl. MwSt.
Passender Spenderschrank GERLWall-flat, im Paket	€ 999,- zzgl. MwSt.
Montage pauschal	€ 600,- zzgl. MwSt.

Transportkosten

€ 450,- zzgl. MwSt.

Der Verkauf von Ausstellungsmöbelzeilen erfolgt ausschließlich regional. Bitte beachten Sie, dass bei überregionalen Verkäufen eine gesonderte Versandpauschale anfällt.