

Baisch Hycab Spenderschrank



Artikelnr.: GE276

Hersteller: Baisch

€ 200,00

Zzgl. MwSt.

* Gebrauchtmöbel *

- Spenderschrank
- Ausstellungsstück
- Baujahr 2010
- Ohne Module
- Aufnahmen für bis zu 3 Module
- Satiniertes Sicherheitsglas
- Klapptüren in Aluminiumrahmen

Optionen und Dienstleistungen:

Lieferung	Auf Anfrage
Anlieferung und Montage, innerhalb der Region Köln/Bonn/Aachen, pauschal *	€ 200,- zzgl. MwSt.

****Der Verkauf von Ausstellungs Möbeln erfolgt regional. Bitte beachten Sie, dass bei Verkäufen außerhalb der Region Köln/Bonn/Aachen eine gesonderte Versandpauschale anfällt.***

Da es sich um ein Ausstellungs Möbel handelt, können Gebrauchsspuren vorhanden sein! Diese werden im Übergabeprotokoll als Anhang zum Kaufvertrag festgehalten.