

Orangedental PaX-i Plus HD



Gebrauchtgerät

Artikelnr.: GE673856

Hersteller: Orangedental GmbH & Co.KG

€ 14.400,00

Zzgl. MwSt.

Gebrauchtgerät

Produkteigenschaften:

- Gebrauchtgerät
- Baujahr 2018
- PaX-i Plus HD bietet qualitativ höchstwertige, digitale OPGs
- Hochauflösender CMOS CSI Sensor
- Einfache Face-to-Face Positionierung (3 Laserlichtvisiere)
- Inkl. Autofocus / UHD Modus / Kinder, TMJ- und Sinus-Aufnahmeprogramme
- 2D Konstanzprüfkörper-Set
- Röntgensoftware byzz^{next} (10 Lizenzen)
- **Überholt in Meisterwerkstatt durch zertifizierten Röntgentechniker**
- **4 Wochen Aufstellgarantie**

Optionen und Dienstleistungen:

6 Monate Teile-Garantie	€ 1.730,- zzgl. MwSt.
12 Monate Teile-Garantie	€ 2.600,- zzgl. MwSt.
Standfuß für PaX-i HD+	€ 1.060,- zzgl. MwSt.
Kompatibilitäts-Check	€ 220,- zzgl. MwSt.

Abnahmeprotokoll OPG	€ 790,- zzgl. MwSt.
Abnahmeprotokoll intraoral	€ 350,- zzgl. MwSt.
Demontage- und Entsorgungspauschale OPG Altgerät	€ 650,- zzgl. MwSt.
Montagekosten, Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV Softwareinstallation auf den Röntgen PC, 2 Std. Einweisung Installation, Verknüpfungen der Software im Netzwerk auf weitere PCs wird nach Aufwand berechnet.	€ 1.190,- zzgl. MwSt.
Transportkosten *Außerhalb der Region Köln/Bonn/Aachen fallen zusätzliche Speditionskosten in Höhe von € 790,- zzgl. MwSt. an.	€ 450,- zzgl. MwSt.

Die technisch einwandfreie Umsetzung des Refitting erfolgt auf Grundlage der Herstellervorgaben. Da es sich um ein gebrauchtes Gerät handelt, können Gebrauchsspuren vorhanden sein! Diese werden im Übergabeprotokoll als Anhang zum Kaufvertrag festgehalten.