

Dürr VistaScan Mini View 2.0



Diverse Lagergeräte

Artikelnr.: L924102

Hersteller: Dürr Dental SE

€ 7.190,00

Zzgl. MwSt.

Diverse Lagergeräte

Produkteigenschaften:

- Neuer intraoraler Scanner **mit nur 4 Sekunden** Scanzeit
- Smart Reader zum automatischen Verknüpfen von Patient und Aufnahme
- Hochauflösendes Farb-Touch-Display aus Glas
- WLAN und LAN tauglich
- Grundausstattung an neuen intraoralen Folien IQ (2x IQ S0 und 4x IQ S2) und Lichtschutzhüllen
- Röntgensoftware VistaSoft (2D und 3D-Röntgenlizenz)
- **Artificial Intelligence (AI)** Automatische Bildrotation in korrekte Ansicht
- SmartScan-Workflow
- Ambilight, Wunschfarbe einstellbar
- **1 Jahr Garantie + 2 weitere Jahre Teilegarantie (bei Registrierung; Voraussetzung Teilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben)**

Optionen und Dienstleistungen:

Jeder weitere Smart Reader	€ 425,- zzgl. MwSt.
Röntgenprüfkörper	€ 489,- zzgl. MwSt.
Speicherfolie Größe 0 IQ (2 Stück) + VistaScan Lichtschutzhülle Plus S0 (1000 Stück)	€ 329,- zzgl. MwSt.
Speicherfolie Größe 1 IQ (2 Stück) + VistaScan Lichtschutzhülle Plus S1 (1000 Stück)	€ 329,- zzgl. MwSt.

Speicherfolie Größe 2 IQ (2 Stück) + VistaScan Lichtschutzhülle Plus S2 (1000 Stück)		€ 279,- zzgl. MwSt.
Speicherfolie Größe 3 IQ (2 Stück) + VistaScan Lichtschutzhülle Plus S3 (1000 Stück)		€ 329,- zzgl. MwSt.
Speicherfolie Größe 4 IQ (1 Stück) + VistaScan Lichtschutzhülle Plus S4 (100 Stück)		€ 199,- zzgl. MwSt.
Abnahmeprotokoll intraoral (pro Röntgengerät)	Anzahl Röntgengeräte:	€ 350,- zzgl. MwSt.
Lieferung und Inbetriebnahme Softwareinstallation auf den Röntgen PC, 2 Std. Einweisung Installation, Verknüpfungen der Software im Netzwerk auf weitere PCs nach Aufwand.		€ 490,- zzgl. MwSt.
Dürr Speicherfolien-Haltesystem-Set		€ 245,- zzgl. MwSt.
Computer und TFT zugelassen als BWG		€ 2.490,- zzgl. MwSt.

Nicht enthalten:

- TÜV
- Speicherfolien-Haltesysteme-RWT (finden Sie in der separaten Röntgen-Zubehörliste)