

Cherry Smartcard Terminal ST-2100 White USB



Sonderposten

Artikelnr.: RP450694

Hersteller: Cherry

€ 61,00

Zzgl. MwSt.

Sonderposten

Produkteigenschaften:

Chipkartenleser für KVK, eGK und elektronische Signaturen

Das ST-2100 Terminal zum Lesen der eGK und KVK für Anwendungen außerhalb der Telematik Infrastruktur ist die clevere Alternative für alle preisbewussten Anwender und entpuppt sich danach als kleiner Allrounder, der sich bequem für elektronische Signaturen oder Home Banking einsetzen lässt. Den USB-Smartcard Leser können Sie aufgrund seines hohen Gewichts und sicheren Standes ganz einfach mit einer Hand bedienen. Software kompatibel zu den Vorgängertypen ST-2052 und ST-2000.

Wareneingangsjahr: 2022